

## Introduktion

Grattis till ditt köp av en YESS Range Plus-stor duschstol. Se till att du läser och förstår dessa instruktioner i sin helhet innan du använder dem. Vänligen spara dessa för framtida behov.

Denna extra breda duschstol/pall med avtagbart ryggstöd och armstöd i kraftig stålram som är belagd i en antibakteriell pulverlackerad finish. Det bekväma, perforerade sätet med clip-on möjliggör dränering, avtagbart för enkel rengöring. Justerbar i höjddled med 2,5 cm intervaller. Levereras med non-marking & halkfria doppskor för extra användarsäkerhet. Vikt: 12 kg, max användarvikt: 285 kg.



För extra bekvämlighet är alla duschstolarna stapelbara.

## Specifikationer & förpackningsinnehåll

	Mediatric Size	Bariatric-N73119	Super Bariatric
<b>Bredd mellan armstöden</b>	600mm	700mm	800mm
<b>Sitthöjd</b>	450 – 600mm	450 – 600mm	450 – 600mm
<b>Sittdjup</b>	460mm	460mm	460mm
<b>Sittbredd</b>	580mm	680mm	680mm
<b>Säte till överdel av armstöd</b>	170mm	170mm	170mm
	700 x 600mm	800 x 600mm	900 x 600mm

## Förpackningens innehåll

- Cefndy Duschkall eller Duschstol
- Användarinstruktioner
- Batchetikett – Denna kommer att finnas på produkten och kommer att innehålla produktkoden samt ett nummer. Om du behöver kontakta tillverkaren måste du ange detta nummer.

## Duschstolssortimentet

YESS duschstolar finns i många konfigurationer och varianter för att passa dina behov. Alla stolar levereras med djupt vadderade vinylklädsel som standard med möjlighet att byta detta mot deluxe PU-skumklädseln. I förekommande fall levereras stolar med fast rygg, men har även möjlighet till avtagbar rygg.

Bilderna nedan visar alla Bariatric-storleken (700 mm bredd). De finns alla också i den mindre Mediatric-storleken (600 mm bredd) och den större Super-Bariatric (800 mm bredd).



För PU klädsel lägg till "P" till koden -  
För avtagbar rygg lägg till "D" till koden -  
Lägg till "DP" för båda.

M281 - Shower Chair    X281 - Shower Chair    SX281 - Shower Chair  
M156 - Shower Stool    X156 - Shower Stool    SX156 - Shower Stool



# ANVÄNDARANVISNING N73119 - Bariatric duschstol med avtagbart ryggstöd

## Monteringsanvisning

### Notera:

- Vid uppackning undersök produkten noggrant för att säkerställa att den är komplett.
- Kontrollera före användning för eventuella skador. Om den är skadad, kontakta din leverantör och avstå från att använda produkten.
- **Försök inte använda produkten om produkten är skadad.**



Baksidan kan ha varit placerad i ett inverterat läge för transport (endast D-versioner). Ta i så fall bort de två säkerhetsnålsklämmorna som finns på baksidan av de hängande fästena, skruva loss handhjulen något, dra tillbaka baksidan helt från fästena. Vrid sedan ryggen till ett upprätt läge genom att glida in baksidan i alla fyra fästena, sätt i säkerhetsnålsklämman och dra åt handhjulen.

### Korrekt användning – Höjjustering

- Ta bort stiftklämman från benet individuellt
- Välj höjd genom att placera varje förlängningsben individuellt och anpassa hålen i förlängningsbenet och ramen
- När önskad höjd är vald, sätt tillbaka stiftklämman i lämpligt hål
- Upprepa ovanstående på de andra tre benen
- Se till att alla fyra stiftklämmorna är helt inkopplade och kontrollera att alla fyra benen är inställda på samma höjd



### Korrekt användning – Endast version med löstagbar baksida

- Skruva loss handtagshjulen (medurs) runt ett halvt helt varv den avtagbara baksidan ska nu glida fritt i lokaliseringsfästena
- När önskat läge har nåtts, dra åt (moturs) de fyra handtagshjulen för att låsa ryggen i läge
- Som en extra säkerhetsfunktion sätts stiftklämmor in mellan de hängande fästena för att hindra baksidan från att glida ut ur fästena, se till att dessa stiftklämmor alltid sätts in när produkten används

### Rengöring (sanering)

- Denna produkt är lämplig för rengöring följt av desinfektion.
- Rengöring ska utföras med en lämplig rengöringsmedelslösning antingen manuellt eller med en automatiserad tvättmaskin, se alltid till att tvättmedlet sköljs och torkas av utrustningen och att utrustningen är torr före desinfektion.
- Desinfektion kan vara antingen manuell eller automatisk.

Manuellt: Använd ett lämpligt desinfektionsmedel utspätt till rätt koncentration och torka av utrustningen. Ta bort desinfektionslösningen med rent vatten och torka utrustningen. □

- Automatiserad – beroende av lokala processer enligt definitionen av rengöringsutrustningstillverkningen med tonvikt på uppnåbar temperatur och varaktighet.

Obs; Polyuretanklädsel ska rengöras med manuella metoder, **ta endast bort från ramen om du använder automatiserad rengöringsutrustning.**

## Underhåll

Produkten bör kontrolleras regelbundet för skador eller slitage. Eventuella otillbörliga tecken på skada bör noteras och rapporteras till leverantören i första hand. Om skadan är uppenbar ska användaren avstå från att använda produkten tills råd har sökts från leverantören.

## Varning

- Denna produkt är avsedd för användare upp till maximalt 286 kg i vikt.
- Vi rekommenderar att en fullständig riskbedömning utförs före användning. Detta bör inkludera hänsyn till utrustningens avsedda användning, användarens förmåga att säkert använda utrustningen, miljön i vilken utrustningen är avsedd att användas och alla andra relevanta överväganden.
- Det rekommenderas att ramen kontrolleras regelbundet för tecken på slitage. Eventuella problem vänligen rapportera till din leverantör omedelbart.

## Garanti

Denna ram har 5 års garanti och resten av produkten har 12 månaders garanti från inköpsdatum mot tillverkningsfel, skador som uppstått genom felaktig användning täcks inte. Denna garanti påverkar inte dina lagstadgade rättigheter. Använd inte i händelse av fel eller skada.

Denna produkt har designats, tillverkats och testats oberoende i Storbritannien inklusive cykliska tester för att representera verkliga användningar. Den maximala förväntade produktens livscykel är 10 år baserat på testkraven i BS ISO 17966:2016 för statisk styrka, slag och hållbarhet.

## Avfallshanteringsinstruktioner

Lämpliga hygienstandarder bör tillämpas före kassering för att minimera risken för infektion.

- Material som används är ofarliga och kan kasseras i enlighet med lokala återvinningspolicier.

## Kontaktuppgifter

Vi har försökt täcka de flesta eventualiteter, men om du har några specifika frågor, vänligen kontakta: